

聚乙二醇 PEG 3350

货号: P8040

规格: 100g/500g/1000g

保存:

有效期: 3 年

产品说明:

该产品适合用于沉淀蛋白, 联合葡聚糖分离质膜等相关实验, 不适合于酵母转化、诱导细胞融合等。

产品参数:

CAS: 25322-68-3

英文名称: Poly(ethylene glycol) 3350

别名: 聚氧乙烯 3350; PEG3350

分子式: $\text{H}(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_n\text{OH}$

分子量: ~3350

外观 (性状): 白色固体

纯度: $\geq 97.0\%$

溶解性: 100 mg/mL in Water

注意事项:

1. 我司生产的生化试剂如无特殊标注, 基本为非无菌包装, 若用于细胞实验, 请提前做好预处理。
2. 产品信息仅供参考, 如有疑问请致电 400-968-6088 咨询。
3. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
4. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。

相关产品:

P8490 聚乙二醇 200 PEG200

P8530 聚乙二醇 PEG400

P8200 聚乙二醇 600

P8190 聚乙二醇 2000

P8040 聚乙二醇 PEG 3350

P8240 聚乙二醇 PEG 4000

P8260 聚乙二醇 PEG 8000

P9660 聚乙二醇 PEG 10000